

ccmax

CIRCUITO FECHADO DE PRESSÃO POSITIVA



- **Sem espaço intersticial**

Limita o crescimento bacteriano.

- **7 dias de permanência.**

Até 200 ativações

- **Duplo selo de segurança**

Reduz a penetração micro bacteriana

- **Sem espaço morto**

Permite o lavado completo do dispositivo

- **Não produz hemólise**

Apto para toma de mostras de sangue

- **Alta pressão**

Até 325PSI a 10ml/seg.

- **Pressão positiva**

Reduz a oclusão do cateter após a desconexão.

Escaneie o QR code e conheça o catálogo completo

